

Snelstartkaart UltraRAE 3000



Aanzetten: druk de Mode-knop in totaat de meter een geluidssignaal geeft.

1. De meter start zichzelf op. Dit duurt ongeveer 10 seconden. Een actuele meetwaarde van de totale kookwaterstoffen (VOC's) in ppm zal verschijnen op het display.

2. Wilt u een specifieke meting doen op bijvoorbeeld benzeen, doe dan het volgende:

2.1 U dient de monstername probe los te draaien van het toestel.

2.2 Neem een meetbuisje uit het doosje. Breek beide punten af met behulp van de tipbreaker onderaan het doosje.

2.3 Als eerste dient u een meetbuisje in de meter te plaatsen. **LET OP: de pijl op het meetbuisje moet richting de meter wijzen.**

2.4 Draai de monstername probe op de meter. **LET OP: er dient altijd een watertrapfilter op de monstername probe gemonteerd te worden.**

Vervang het filter wanneer het zichtbaar vervuild is.

2.5 Druk op de N/- knop.

2.6 U krijgt de volgende vraag: 'Start monstername?' Druk vervolgens op de Y/+ -knop. De specifieke benzeenmeting wordt uitgevoerd. De monsternametijd kan variëren van 60 tot 150 seconden. Dit is afhankelijk van de temperatuur. Na de monstername krijgt u een specifieke benzeen uitlezing te zien (in ppm) op het display.

2.7 U krijgt de volgende vraag: 'Continue and establish STEL?'. Dit betekent een gemiddelde Benzeen meting doen over een tijdbestek van 15 minuten. Als u dit niet wilt uitvoeren druk op N/- knop. Als u dit wel wilt uitvoeren druk op de Y/+ -knop.

2.8 Als u op de N/- toets heeft gedrukt verschijnen de STEL/TWA/Piek waarden.

2.9 Druk nogmaals op de N/-knop. U ziet de volgende tekst: 'Remove tube and return to VOC mode'. U dient nu het meetbuisje te verwijderen uit de monstername probe.

2.10 Druk nogmaals op N/- knop. De datum, de tijd en de temperatuur verschijnen op het display.

2.11 Druk nogmaals op de N/- knop. U kunt zien op welk gas u gekalibreerd heeft.

2.12 Druk nogmaals op de N/- knop. U krijgt de volgende vraag: 'Verbinden met PC en meting beëindigen'.

2.13 Druk nogmaals op de N/- knop en u bent terug in de meetmodus. Als u eerdergenoemde vragen niet beantwoordt, schakelt de meter na één minuut automatisch terug naar de meetmodus.

Uitzetten: Druk de Mode-knop langgedrukt in. Doe dit totdat 'off' in het display verschijnt.

Opladen: Bevestig de travel charger 'met de adapter aansluiting naar rechts gericht' aan de onderzijde van de UltraRAE en sluit de adapter aan op het stopcontact. Het lampje op de travel charger gaat groen knipperen en word groen bij een volle accu.

